

Anti-Gpr153 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q6Nv75

商品番号: CM0024420

前書き

GPR153（PGR1）、オーファンGタンパク質共役受容体を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。GPCRシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	GPR153 ウサギ pAb
備考/別名	PGR1; GPR153
種	ヒト
GeneID (ヒト)	387509
GeneID	387509
免疫原	合成ペプチド ヒトGPR153 (NP_997253.2) のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q6NV75
タンパク質分子量	65kDa
配送	アイスパック