


Wb、Elisa用 抗Gpr155 ポリクローナル抗体 - Q7Z3F1

商品番号: CM0024507



前書き

ヒトGPR155を標的とするウサギポリクローナル抗体。mTORC1シグナリングのためのリソソームコレステロールセンサー。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性あり。代謝シグナリングおよびがん研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	GPR155 Rabbit pAb
備考/別名	DEP.7; PGR22; DEPDC3; GPR155
種	ヒト
GeneID (ヒト)	151556
GeneID	151556
免疫原	ヒトGPR155 (NP_001028217.1) のアミノ酸721-870に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	Q7Z3F1
タンパク質分子量	97kDa
輸送	保冷バッグ