


Anti-Gpr17 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q13304

商品番号: CM0030332



前書き

CamelBioは、ヒト、マウス、ラットを検出し、WB、ELISAで検証されたGPR17ウサギポリクローナル抗体（Q13304）を提供します。ウラシルヌクレオチド/システイニルロイコトリエン受容体の研究および脳虚血研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GPR17 Rabbit pAb
備考/別名	GPR17
種	ヒト
遺伝子ID	2840
免疫原	ヒトGPR17（NP_005282.1）のアミノ酸1-94に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13304
タンパク質分子量	41kDa
配送	アイスパック