

## WbおよびElisa用抗Gpr173ウサギポリクローナル抗体 - Q9Ns66

商品番号: CM0016155

### 前書き

ヒトおよびマウスサンプルにおけるWBおよびELISAでバリデーション済みのGPR173（SREB3）に対するウサギポリクローナル抗体。GNRHシグナル伝達および顆粒膜細胞の増殖に関与するフォエニキシン受容体を標的とし、神経内分泌および生殖研究に適しています。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------|
| 製品名        | GPR173ウサギpAb                                          |
| 備考/別名      | SREB3; GPR173                                         |
| 種          | ヒト                                                    |
| GeneID（ヒト） | 54328                                                 |
| GeneID     | 54328                                                 |
| 免疫原        | ヒトGPR173（NP_061842.1）のアミノ酸160～230に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 由来         | ウサギ                                                   |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                             |
| アプリケーション   | WB、ELISA                                              |
| 交差反応性      | ヒト、マウス                                                |
| SWISS      | Q9NS66                                                |
| タンパク質分子量   | 41kDa                                                 |
| 輸送         | 保冷バッグ                                                 |