

Wb、If/Icc、Elisa用 Anti-Gpr22 ウサギポリクローナル抗体 - Q99680

商品番号: CM0022147

前書き

GPR22

ウサギポリクローナル抗体は、WB、IF/ICC、ELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットのGPR22と反応します。G(i)/G(o)シグナル伝達および繊毛形成に関与するオーファンGPCRです。心血管研究および神経科学研究への応用に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GPR22 Rabbit pAb
略称/別名	GPR22
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2845
免疫原	合成ペプチド：ヒトGPR22 (NP_005286.2) のアミノ酸1〜100番以内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
応用分野	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q99680
タンパク質分子量	49kDa
輸送方法	保冷剤