

Wb、Elisa用抗Gpr32ポリクローナル抗体 - O75388

商品番号: CM0023288

前書き

ヒトGPR32（DRV1/RVDR1）に対するウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAに対応しています。ヒト、マウス、ラットとの交差反応性が確認済みです。免疫学および炎症研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GPR32 ウサギ pAb
別名	DRV1; RVDR1; GPR32
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	2854
GeneID	2854
免疫原	合成ペプチド - ヒトGPR32（NP_001497.1）のアミノ酸1~100の配列に対応する合成ペプチド。
起源	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O75388
タンパク質分子量	40kDa
輸送方法	保冷剤