

Anti-Gpr35 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9Hc97

商品番号: CM0024117



前書き

ヒトGPR35（免疫応答、心保護、および炎症に関与するGPCR）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みで、マウスとの交差反応性があります。GPCRシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GPR35 Rabbit pAb
備考/別名	GPR35
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2859
遺伝子ID	2859
免疫原	ヒトGPR35 (NP_005292.2) のアミノ酸50-150領域内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q9HC97
タンパク質分子量	34kDa
配送	氷袋