

ウェスタンブロット・Elisa用 抗Gpr37 ウサギポリクローナル抗体 - O15354

商品番号: CM0022038

前書き

プロサポシン受容体GPR37（PAELR/EDNRBL）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロットおよびELISAに適しています。ヒトおよびラットのGPR37を検出し、ミエリン形成、炎症、神経変性の研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	GPR37 Rabbit pAb
別名	PAELR; EDNRBL; hET(B)R-LP; GPR37
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	2861
GeneID	2861
免疫原	ヒトGPR37（NP_005293.1）のアミノ酸40-180番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	O15354
タンパク質分子量	67kDa
発送方法	氷袋梱包