

Wb、Elisa用抗Gpr4ポリクローナル抗体 - P46093

商品番号: CM0021041



前書き

ヒトGPR4に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。pH恒常性および呼吸制御におけるプロトン感知GPCRシグナル伝達の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GPR4 Rabbit pAb
備考/別名	GPR6C.1; GPR4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2828
GeneID	2828
免疫原	ヒトGPR4 (NP_005273.1) のアミノ酸283-362に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P46093
タンパク質分子量	41kDa
配送	氷袋