

Wb、If-P、Elisa用抗Gpr55ポリクローナル抗体 - Q9Y2T6

商品番号: CM0016482



前書き

ヒトGPR55（LPIR1）に対する高品質ウサギポリクローナル抗体で、WB、IF-

P、ELISAでの検証が完了しており、マウスおよびラットと交差反応性を示します。GPCRシグナル伝達や脂質代謝研究の研究用途に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GPR55 ウサギ pAb
備考/別名	LPIR1; GPR55
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	9290
GeneID	9290
免疫原	ヒトGPR55（NP_005674.2）のアミノ酸210～319番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用途	WB、IF-P、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q9Y2T6
タンパク質分子量	37kDa
発送方法	保冷剤