


Wb、Elisa用抗Gpr6ポリクローナル抗体 - P46095

商品番号: CM0017378



前書き

ヒトGPR6を標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロッティングおよびELISAで使用可能です。ヒトおよびマウスサンプル中の内在性GPR6を検出し、GPCRシグナル伝達・神経科学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GPR6 Rabbit pAb
別名	GPR6
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2830
遺伝子ID	2830
免疫原	ヒトGPR6 (NP_005275.1) のアミノ酸253-362番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P46095
タンパク質分子量	38kDa
輸送方法	保冷剤