


Wb、Elisa用抗Gpr68ポリクローナル抗体 - Q15743

商品番号: CM0019388



前書き

ヒトGPR68に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAでバリデーション済み。ヒトおよびマウスサンプル中の内在性GPR68を検出します。pHセンシングおよびメカノトランスダクション研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GPR68ウサギpAb
備考／別名	OGR1; AI2A6; GPR12A; GPR68
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8111
GeneID	8111
免疫原	組換えタンパク質：ヒトGPR68のアミノ酸276～365に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_003476.3)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q15743
タンパク質分子量	41 kDa
発送	保冷剤