

Wb、Elisa用抗Gpr82ウサギポリクローナル抗体 - Q96P67

商品番号: CM0019111

前書き

このウサギポリクローナル抗体を用いて、オーファンGタンパク質共役受容体82を解析できます。WBおよびELISAでバリデーション済みで、マウスおよびラットとの交差反応性があります。細胞膜受容体の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GPR82ウサギpAb
備考／別名	GPR82
種	ヒト
GeneID	27197 (ヒト)
免疫原	ヒトGPR82 (NP_543007.1) のアミノ酸1~100内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q96P67
タンパク質分子量	38kDa
輸送	保冷バッグ