

抗Gprc5Aポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q8Nfj5

商品番号: CM0027247

前書き

GPRC5A（RAIG-1）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロットおよびELISAでの検証が完了しています。肺腫瘍抑制因子であるヒトおよびマウスのレチノイン酸誘導タンパク質3を認識します。癌研究およびGPCR研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GPRC5A ウサギpAb
別名	RAI3; TIG1; RAIG1; GPCR5A; PEIG-1; GPRC5A
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	9052
遺伝子ID	9052
免疫原	ヒトGPRC5A（NP_003970.1）のアミノ酸268～357番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q8NFJ5
タンパク質分子量	40kDa
輸送方法	氷袋