

Wb、Elisa用 抗Gprc5B モノクローナル抗体 - Q9Nzh0

商品番号: CM0002915

前書き

WBおよびELISAで検証済みの抗GPCR5Bウサギモノクローナル抗体。ヒトGPCR5Bを検出し、マウスおよびラットとの交差反応性あり。GPCRおよび細胞体積調節研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GPCR5B ウサギ mAb
備考 / 別名	RAIG2; RAIG-2; GPCR5B
種	ヒト
GeneID (ヒト)	51704
GeneID	51704
免疫原	ヒトGPCR5B (NP_057319.1) のアミノ酸304-403に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q9NZH0
タンパク質分子量	45 kDa
発送	保冷バッグ