


Fc用抗Gprc5Dモノクローナル抗体 - Q9Nzd1

商品番号: CM0012789



前書き

研究用ウサギ抗ヒトGPRC5Dモノクローナル抗体、標識、フローサイトメトリー（FC）用。ヒトサンプルで検証済み。氷袋での発送。UniProt: Q9NZD1。免疫学研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトGPRC5D mAb
備考/別名	GPRC5D
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	55507
遺伝子ID	55507
免疫原	ヒトGPRC5D（NP_061124.1）のアミノ酸1-100に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9NZD1
タンパク質分子量	34kDa/36kDa/38kDa
発送	氷袋