

ウエスタンブロット、Elisa用 抗Gprc6A ウサギポリクローナル抗体 - Q5T6X5

商品番号: CM0026463

前書き

ヒトGPCRC6A（GPCR33）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAに使用可能。マウス、ラットとの交差反応性あり。GPCRC6Aを介したシグナル伝達、ホルモン調節、組織発現の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GPCRC6A ウサギ pAb
備考/別名	GPCR; bA86F4.3; GPCR6A
種	ヒト
GeneID（ヒト）	222545
GeneID	222545
免疫原	ヒトGPCRC6A（NP_683766.2）のアミノ酸300-590に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q5T6X5
タンパク質分子量	105kDa
発送	保冷バッグ