


Wb、Elisa用抗Gpsm2ウサギポリクローナル抗体 - P81274

商品番号: CM0013761



前書き

WBおよびELISA用途で検証済みの高品質GPSM2ウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスサンプルに反応し、有糸分裂紡錘体の形成と非対称細胞分裂に關与するGタンパク質シグナル伝達調節因子2（LGN）を標的とします。研究用途に限り使用できます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	GPSM2ウサギpAb
別名	LGN; CMCS; PINS; DFNB82; GPSM2
種	ヒト
GeneID（ヒト）	29899
GeneID	29899
免疫原	ヒトGPSM2（NP_037428.3）のアミノ酸380～490に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P81274
タンパク質分子量	77 kDa
輸送	保冷バッグ