

Anti-Gpt ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P24298

商品番号: CM0024822

前書き

ヒトアラニンアミノトランスフェラーゼ1（GPT/ALT1）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAアプリケーションに適しており、マウスおよびラットGPTとの交差反応性を有します。肝代謝研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GPT ウサギ pAb
備考/別名	ALT; AAT1; ALT1; GPT1; SGPT; GPT
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2875
GeneID	2875
免疫原	組換えタンパク質 ヒトGPT（NP_005300.1）のアミノ酸1-190に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P24298
タンパク質分子量	55kDa
配送方法	保冷バッグ