

Wb用 Anti-Gpt2 マウスモノクローナル抗体 - Q8Td30

商品番号: CM0007258



前書き

ヒトアラニンアミノトランスフェラーゼ2（GPT2/ALT2）に対するマウスモノクローナル抗体。組換えタンパク質（aa 358-456）を抗原として作製。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。代謝研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GPT2 マウスモノクローナル抗体
備考/別名	ALT2; GPT 2; MRT49; NEDSPM; GPT2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	84706
GeneID	84706
免疫原	組換えタンパク質 ヒトGPT2（Q8TD30）のアミノ酸358～456の配列を含む組換え融合タンパク質。
宿主	マウス
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8TD30
タンパク質重量	58kDa
配送	アイスバッグ