

Wb、Elisa用抗Gpt2ポリクローナル抗体 - Q8Td30

商品番号: CM0021895



前書き

WBおよびELISAでバリデーション済みのウサギ抗GPT2ポリクローナル抗体。神経疾患との関連が示唆される重要な代謝酵素であるヒトGPT2（アラニンアミノトランスフェラーゼ2）に特異的に反応します。アミノ酸代謝研究およびバイオマーカー研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GPT2ウサギpAb
備考／別名	ALT2; GPT 2; MRT49; NEDSPM; GPT2
種	ヒト
GeneID（ヒト）	84706
GeneID	84706
免疫原	組換えタンパク質：ヒトGPT2のアミノ酸310～410に相当する配列を含む組換え融合タンパク質（NP_597700.1）。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q8TD30
タンパク質分子量	58 kDa
配送	保冷バッグ