

Anti-Gpvi/Gp6 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P0C191

商品番号: CM0023914

前書き

コラーゲンに対する血小板糖タンパク質受容体であるマウスGPVI/GP6を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み（ヒトとの交差反応性あり）。血小板活性化および血栓症の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GPVI/GP6 Rabbit pAb
備考/別名	Gpvi; Gm469; 9830166G18Rik; GPVI/GP6
種	マウス
GeneID	243816
免疫原	マウスGPVI/GP6 (NP_001156486.1) のアミノ酸24-265に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P0C191
タンパク質分子量	34kDa
配送	氷袋