


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Gpx1モノクローナル抗体 - P07203

商品番号: CM0006372



前書き

ヒトGPX1を標的とするウサギモノクローナル抗体。

WB、IHC-

P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。酸化還元恒常性およびヒドロペルオキシド還元の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GPX1 Rabbit mAb
備考/別名	GPXD; GSHPX1; GPX1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2876
GeneID	2876
免疫原	ヒトGPX1 (NP_000572.2) のアミノ酸100-200以内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P07203
タンパク質分子量	22kDa
配送	氷袋