


Wb、If/Icc、Ihc-P、Elisa用抗Gpx1ポリクローナル抗体 - P07203

商品番号: CM0014697



前書き

ヒトGPX1を標的とするウサギポリクローナル抗体（WB、IF/ICC、IHC-P、ELISA用）。ヒト、マウス、ラットのGPX1を認識します。酸化還元恒常性および脂質過酸化研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GPX1 Rabbit pAb
備考/別名	GPXD, GSHPX1, GPX1
種	ヒト
GeneID	2876
免疫原	ヒトGPX1 (NP_000572.2) のアミノ酸100-200領域内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P07203
タンパク質分子量	22 kDa
配送	水袋