


## Wb、Ihc-P、Elisa用抗Gpx2ウサギポリクローナル抗体 - P18283

商品番号: CM0014193



## 前書き

GPX2 Rabbit pAbは、WB、IHC-P、ELISAにより、ヒト、マウス、ラットのGPX2 (P18283)を検出します。組換え免疫原を使用しており、酸化還元および消化管研究用途に検証済みです。肝臓および消化管組織におけるグルタチオンペルオキシダーゼ2の機能研究に最適化されたこのポリクローナル抗体は、複数のアッセイ形式で信頼性の高い検出を保証します。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| 製品名         | GPX2 Rabbit pAb                                              |
| 備考/別名       | GPRP; GPx-2; GI-GPx; GPRP-2; GPx-GI; GSHPx-2; GSHPX-GI; GPX2 |
| 種           | ヒト                                                           |
| GeneID (ヒト) | 2877                                                         |
| GeneID      | 2877                                                         |
| 免疫原         | ヒトGPX2 (NP_002074.2) のアミノ酸100-180に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。       |
| 供給源         | ウサギ                                                          |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                                    |
| アプリケーション    | WB, IHC-P, ELISA                                             |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                                   |
| SWISS       | P18283                                                       |
| タンパク質分子量    | 22kDa                                                        |
| 配送          | 氷袋                                                           |