

Wb用 抗Gpx4 モノクローナル抗体 - P36969

商品番号: CM0002193



前書き

ノックアウト検証済みのこのウサギモノクローナル抗体で、GPX4タンパク質の発現を検証してください。ヒト、マウス、ラットのサンプルにおいて、WB、IF-P、ELISAアプリケーションに適しています。フェロトシスおよび酸化ストレス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD Validated] GPX4 Rabbit mAb
備考/エイリアス	MCSP; SMDS; GPx-4; PHGPx; snGPx; GSHPx-4; snPHGPx; [KD Validated] GPX4
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2879
遺伝子ID	2879
免疫原	合成ペプチド ヒト GPX4 (P36969) のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P36969
タンパク質分子量	22kDa
配送	氷袋