


Anti-Gpx4 Rabbit Monoclonal Antibody (Kd Validated) For Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P36969

商品番号: CM0009232



前書き

WB、IF、IHC、ELISA用高親和性抗GPX4ウサギモノクローナル抗体（KD検証済み）。ヒト、マウス、ラットのGPX4と交差反応します。フェロトーシスおよび酸化ストレス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	[KD Validated] GPX4 Rabbit mAb
備考/別名	MCSP; SMDS; GPx-4; PHGPx; snGPx; GSHPx-4; snPHGPx; [KD Validated] GPX4
種	ヒト
遺伝子ID	2879
免疫原	ヒトGPX4（NP_002076.2）のアミノ酸74-197に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P36969
タンパク質分子量	22kDa
配送	アイスバッグ