


Wb、Ihc、If、Elisa用 抗Gpx4ウサギモノクローナル抗体 [Kd検証済み] - P36969

商品番号: CM0010583



前書き

ヒトGPX4に対する高品質なウサギモノクローナル抗体です。ウェスタンブロット、IHC、IF、ELISAで検証済み。主要な抗酸化因子およびフェロトシス制御因子を検出し、ヒト、マウス、ラットのサンプル間で交差反応性を示します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD検証済み] GPX4ウサギmAb
備考／別名	MCSP; SMD5; GPx-4; PHGPx; snGPx; GSHPx-4; snPHGPx
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2879
免疫原	ヒトGPX4のアミノ酸74～197に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_002076.2)
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P36969
タンパク質分子量	20 kDa／22 kDa
配送	保冷バッグ