


Wb、Elisa用抗Gpx5ポリクローナル抗体 - O75715

商品番号: CM0017675



前書き

ヒトGPX5に対するウサギポリクローナル抗体。マウスとの交差反応性を有し、ウエスタンブロットおよびELISAでバリデーション済み。精子成熟および生殖能における酸化ストレスの研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GPX5ウサギpAb
備考／別名	EGLP; GPx-5; GSHPx-5; HEL-S-75p; GPX5
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2880
GeneID	2880
免疫原	ヒトGPX5 (NP_003987.2) のアミノ酸1〜100に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	O75715
タンパク質分子量	25kDa
輸送	保冷バッグ