


Wb、Elisa用 抗Gpx7ウサギポリクローナル抗体 - Q96SL4

商品番号: CM0025979



前書き

WBおよびELISAで検証済みの抗GPX7ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのGPX7（小胞体チオールペルオキシダーゼ、酸化還元恒常性と酸化タンパク質フォールディングに関与）を検出します。酸化ストレス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GPX7 Rabbit pAb
備考/別名	GPX6; CL683; GPx-7; NPGPx; GSHPx-7; GPX7
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2882
GeneID	2882
免疫原	組換えタンパク質：ヒトGPX7（NP_056511.2）のアミノ酸20-187に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96SL4
タンパク質分子量	21kDa
発送	保冷バッグ