


## Wb・Elisa用 Anti-Gpx8 ウサギポリクローナル抗体 - Q8Ted1

商品番号: CM0022315



## 前書き

WBおよびELISAアプリケーション用のAnti-GPX8ウサギポリクローナル抗体です。レドックス恒常性とジスルフィド結合形成に不可欠な小胞体チオールペルオキシダーゼである、ヒト、マウス、ラットのGPX8を認識します。酸化ストレス研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                        |
|------------|----------------------------------------------------------|
| 製品名        | GPX8 Rabbit pAb                                          |
| 別名         | GPx-8; UNQ847; EPLA847; GSHPx-8; GPX8                    |
| 生物種        | ヒト                                                       |
| 遺伝子ID (ヒト) | 493869                                                   |
| 免疫原        | ヒトGPX8 (NP_001008398.2) のアミノ酸41〜209番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 起源         | ウサギ                                                      |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                                |
| 用途         | WB, ELISA                                                |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                               |
| SWISS      | Q8TED1                                                   |
| タンパク質分子量   | 24kDa                                                    |
| 発送方法       | 保冷剤                                                      |