

抗グランニューリン ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P28799

商品番号: CM0006381



前書き

WBおよびELISAで検証済みのウサギ抗グランニューリン（PGRN/GP88）モノクローナル抗体で、ヒトおよびマウスと交差反応性を示します。リソソーム機能および炎症経路を標的とし、癌および神経変性の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	グランニューリン ウサギmAb
備考・別名	GEP; GP88; PEPI; PGRN; CLN11; PCDGF; Granulin
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2896
GeneID	2896
免疫原	ヒト・グランニューリン（NP_002078.1）のアミノ酸494～593番領域の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P28799
タンパク質分子量	64kDa
発送方法	氷袋