

WbおよびElisa用抗グラニュリン ウサギ ポリクローナル抗体 - P28799

商品番号: CM0028997



前書き

ヒトグラニュリン（PGRN/GP88）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性あり。リソソーム機能、炎症、細胞増殖に関する研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	グラニュリン ウサギ pAb
備考/別名	GEP; GP88; PEPI; PGRN; CLN11; PCDGF; Granulin
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2896
免疫原	ヒトグラニュリン（NP_002078.1）のアミノ酸18-593に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P28799
タンパク質分子量	64kDa
発送	保冷バッグ