

Wb、Elisa用抗Granzyme Bポリクローナル抗体 - P04187

商品番号: CM0028626

前書き

マウスGranzyme B (P04187)
を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに適しています。Granzyme Bは、細胞障害性T細胞およびNK細胞媒介性アポトーシスおよびパイロトーシスにおける重要なセリンプロテアーゼです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Granzyme B Rabbit pAb
備考/別名	GZB; CCPI; Ctlα1; Ctlα-1; CCP-1/CI1
種	マウス
GeneID (ヒト)	3002
GeneID	14939
免疫原	合成ペプチド マウスGranzyme B (NP_038570.1) のアミノ酸141-240内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	P04187
タンパク質分子量	27 kDa
配送	アイスバッグ