

Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用 抗グランザイムB ポリクローナル抗体 - P10144

商品番号: CM0023771



前書き

WB、IF-P、IHC-P、ELISA用 グランザイムB
ウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスのグラ
ンザイムB（約28kDa）を検出します。アポトーシス
、パイロトーシス、免疫細胞傷害性研究に最適です。
合成ペプチド免疫原。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	グランザイムB ウサギ pAb
備考/別名	C11; HLP; CCPI; CGL1; CSPB; SECT; CGL-1; CSP-B; CTLA1; CTSG1; グランザイムB
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3002
遺伝子ID	3002
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P10144
タンパク質分子量	28kDa
輸送	氷袋