

## Wb・Elisa用抗Grapウサギポリクローナル抗体 - Q13588

商品番号: CM0014804

## 前書き

ヒトGRAP（GRB2関連アダプタータンパク質）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みです。Rasシグナル伝達、内耳生物学、難聴研究の信頼できるツールです。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ     | 仕様                                                    |
|-----------|-------------------------------------------------------|
| 製品名       | GRAP Rabbit pAb                                       |
| 備考/別名     | DFNB114; GRAP                                         |
| 対象種       | ヒト                                                    |
| 遺伝子ID（ヒト） | 10750                                                 |
| 遺伝子ID     | 10750                                                 |
| 免疫原       | ヒトGRAP (NP_006604.1) のアミノ酸128-217に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 起源        | ウサギ                                                   |
| カテゴリー     | ポリクローナル抗体                                             |
| 用途        | WB, ELISA                                             |
| 交差反応性     | ヒト                                                    |
| SWISS     | Q13588                                                |
| タンパク質分子量  | 25kDa                                                 |
| 発送方法      | 氷袋梱包                                                  |