

Wb、If/Icc、Elisa用抗Grasp65モノクローナル抗体 - Q9Bqq3

商品番号: CM0006630



前書き

WB、IF/ICC、ELISAに対応する高品質なGRASP65ウサギモノクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットと反応します。ゴルジ体生物学や細胞構造の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GRASP65 Rabbit mAb
備考・別名	P65; GOLPH5; GRASP65
対象種	ヒト
GeneID	64689
免疫原	合成ペプチド
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BQQ3
タンパク質分子量	46kDa
発送方法	保冷剤