

抗Grasp65ポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - Q9Bqq3

商品番号: CM0029243



前書き

ヒトGRASP65（GORASP1、GOLPH5）に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。ゴルジ帯形成、有糸分裂、小胞ドッキングに関与する46

kDaのゴルジスタッキングタンパク質を検出し、アポトーシスやトラフィックの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GRASP65 ウサギpAb
別名	P65; GOLPH5; GRASP65
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	64689
遺伝子ID	64689
免疫原	ヒトGRASP65 (NP_114105.1) のアミノ酸221-440に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9BQQ3
タンパク質分子量	46kDa
発送方法	保冷剤