

Wb、Elisa用抗Grb14ウサギポリクローナル抗体 - Q14449

商品番号: CM0025408



前書き

ウエスタンブロットおよびELISAアプリケーションで検証済みのGRB14ウサギポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラット種と反応します。インスリンシグナル伝達研究および受容体相互作用研究に適しています。推定分子量：61kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GRB14 Rabbit pAb
別名	GRB14
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	2888
GeneID	2888
免疫原	ヒトGRB14 (NP_004481.2) のアミノ酸1-180番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質です。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14449
タンパク質分子量	61kDa
配送方法	保冷剤