


Wb、If/Icc、Elisa用 抗Grb2 ポリクローナル抗体 - P62993

商品番号: CM0025884



前書き

WB、IF/ICC、ELISAで検証済みの高品質な抗GRB2ポリクローナル抗体。シグナル伝達経路における重要なアダプタータンパク質であるヒトおよびマウスGRB2を検出します。細胞シグナル伝達、免疫、DNA修復の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	GRB2 ウサギ pAb
備考/別名	ASH; Grb3-3; MST084; NCKAP2; MSTP084; EGFRBP-GRB2; GRB2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2885
GeneID	2885
免疫原	ヒトGRB2 (NP_002077.1) のアミノ酸1-217に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P62993
タンパク質分子量	25kDa
輸送	保冷バッグ