

WbおよびElisa用抗Grhl2ポリクローナル抗体 - Q6Isb3

商品番号: CM0018029



前書き

WBおよびELISAで検証済みのウサギ抗GRHL2ポリクローナル抗体。ヒトおよびラットと反応します。上皮発生、神経管形成、タイトジャンクション制御に重要な転写因子GRHL2（71 kDa）を標的とします。発生学および上皮研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GRHL2 ウサギ pAb
備考/別名	BOM, ECTDS, PPCD4, DFNA28, TFPC2L3, GRHL2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	79977
GeneID	79977
免疫原	組換えタンパク質 ヒトGRHL2（NP_079191.2）のアミノ酸80-250番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q6ISB3
タンパク質分子量	71kDa
発送方法	氷袋梱包