

Wb、If/Icc、Elisa用抗Gria3ポリクローナル抗体 - P42263

商品番号: CM0016209

前書き

GRIA3 Rabbit

pAbは、ヒトGRIA3に対してウサギで作製されたポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAでの検証が完了しています。興奮性シナプス伝達に参与する101 kDaのAMPA選択的グルタミン酸受容体であるヒト、マウス、ラットのGRIA3を検出します。神経科学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	内容
製品名	GRIA3 Rabbit pAb
別名	GLUR3; GLURC; GluA3; MRX94; MRXSW; GLUR-C; iGluR3; GLUR-K3; GRIA3
免疫原種	ヒト
GeneID	2892
免疫原	ヒトGRIA3（NP_000819.3）のアミノ酸200～490番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P42263
タンパク質分子量	101kDa
発送方法	保冷剤