


Wb、If/Icc、Elisa用Anti-Grid1ポリクローナル抗体 - Q9Ulk0

商品番号: CM0026807



前書き

ヒトGRID1 (GluD1)

を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、免疫蛍光法、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。シナプス構成と可塑性の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	GRID1 Rabbit pAb
備考/エイリアス	GluD1; GluD1-b; GRID1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2894
GeneID	2894
免疫原	ヒトGRID1 (NP_060021.1) のアミノ酸880-1009に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q9ULK0
タンパク質分子量	112kDa
配送	氷袋