

Wb、Elisa用抗Grik2ポリクローナル抗体 - Q13002

商品番号: CM0023503



前書き

ヒトGRIK2（イオンチャネル型グルタミン酸受容体カインレート2）に対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAに適しており、マウスと交差反応性を示します。グルタミン酸シグナル伝達およびシナプス伝達に関する神経科学研究で検証済みです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GRIK2 ウサギ pAb
備考/別名	EAA4; GLR6; MRT6; GLUK6; GLUR6; GluK2; NEDLAS; GRIK2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2898
GeneID	2898
免疫原	ヒトGRIK2 (NP_068775.1) のアミノ酸30～300に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q13002
タンパク質分子量	103kDa
配送方法	保冷剤