

Wb、Elisa用抗Grik4ポリクローナル抗体 - Q16099

商品番号: CM0018236

前書き

WBおよびELISAで検証済みのGRIK4ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットに反応します。カイニン酸受容体サブユニットGRIK4（KA1）を標的とし、グルタミン酸シグナル伝達に関する神経科学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GRIK4ウサギpAb
備考／別名	KA1 ; EAA1 ; GRIK ; GluK4 ; GluK4-2 ; GRIK4
種	ヒト
GeneID（ヒト）	2900
GeneID	2900
免疫原	ヒトGRIK4（NP_055434.2）のアミノ酸21～220に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q16099
タンパク質分子量	107kDa
輸送	保冷バッグ