

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Grin2B ウサギポリクローナル抗体 - Q13224

商品番号: CM0030460



前書き

GRIN2B (NMDAR2B)

に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットに反応します。神経科学研究やイオンチャネル研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GRIN2B ウサギ pAb
備考/別名	NR3; MRD6; NR2B; hNR3; DEE27; EIEE27; GluN2B; NMDAR2B; GRIN2B
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2904
遺伝子ID	2904
免疫原	ヒト GRIN2B (NP_000825.2) のアミノ酸1185-1484に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13224
タンパク質分子量	166kDa
輸送	保冷バッグ