


抗Grin2Dウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - O15399

商品番号: CM0018245



前書き

GRIN2Dウサギポリクローナル抗体は、WBおよびELISAで検証済みで、ヒトおよびマウスに反応性を示します。NMDA受容体機能とシナプス可塑性に関する神経科学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	GRIN2DウサギpAb
備考/別名	EB11; NR2D; DEE46; EIEE46; GluN2D; NMDAR2D; GRIN2D
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2906
GeneID	2906
免疫原	ヒトGRIN2D (NP_000827.2) のアミノ酸330-480に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O15399
タンパク質分子量	144kDa
発送	保冷バッグ