

Wb、Elisa用 Anti-Grina ポリクローナル抗体 - Q7Z429

商品番号: CM0022993

前書き

ヒトGRINA（タンパク質リフガード1）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのGRINAを検出。アポトーシス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GRINA Rabbit pAb
備考/別名	LFG1; HNRGW; TMBIM3; NMDARA1; GRINA
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2907
GeneID	2907
免疫原	合成ペプチド ヒトGRINA (NP_000828.1) のアミノ酸1-100領域内の配列に対応する合成ペプチド。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q7Z429
タンパク質分子量	41kDa
配送	氷袋