

Wb、Elisa用 Anti-Grip1 ポリクローナル抗体 - Q9Y3R0

商品番号: CM0029309



前書き

WBおよびELISAで検証された高品質なウサギ抗GRIP1ポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスとの交差反応性を有します。グルタミン酸受容体の足場形成および神経シグナル伝達複合体の集合の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GRIP1 Rabbit pAb
備考/別名	GRIP; FRASRS3; GRIP1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	23426
GeneID	23426
免疫原	ヒトGRIP1 (NP_001171545.1) のアミノ酸1-250に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9Y3R0
タンパク質分子量	122kDa
配送	氷袋