


Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用 抗Grk1ポリクローナル抗体 - Q15835

商品番号: CM0026106



前書き

ヒトGRK1（ロドプシンキナーゼ）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IF-P、IHC-P、ELISAで検証済みで、ヒト、マウス、ラットに反応性を示します。光変換と網膜研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GRK1 ウサギ pAb
備考/別名	RK; RHOK; GPRK1; GRK1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6011
GeneID	6011
免疫原	ヒトGRK1 (NP_002920.1) のアミノ酸1-160に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15835
タンパク質分子量	64kDa
輸送	保冷バッグ